

HEIWA

ソラコスコピック用内視鏡手術器械

MICTEC®

high class
thoracoscopic
instruments

ドフナー



DUFNER®

Instruments



20907-15

フレキシブルトロッカーセット 7mm径 有効長50mm

20907-17 ... Ø 7 mm, 70 mm lang ... Ø 7 mm, 70 mm long

フレキシブルトロッカーセット 7mm径 有効長70mm

20907-20 ... Ø 7 mm, 100 mm lang ... Ø 7 mm, 100 mm long

フレキシブルトロッカーセット 7mm径 有効長100mm

20910-15 ... Ø 10.5 mm, 50 mm lang ... Ø 10.5 mm, 50 mm long

フレキシブルトロッカーセット 10.5mm径 有効長50mm

20910-17 ... Ø 10.5 mm, 70 mm lang ... Ø 10.5 mm, 70 mm long

フレキシブルトロッカーセット 10.5mm径 有効長70mm

20910-20 ... Ø 10.5 mm, 100 mm lang ... Ø 10.5 mm, 100 mm long

フレキシブルトロッカーセット 10.5mm径 有効長100mm

20913-17 ... Ø 13 mm, 70 mm lang ... Ø 13 mm, 70 mm long

フレキシブルトロッカーセット 13mm径 有効長70mm

20913-20 ... Ø 13 mm, 100 mm lang ... Ø 13 mm, 100 mm long

フレキシブルトロッカーセット 13mm径 有効長100mm

15-16100-74

フレキシブルスリーブ 7mm径 有効長50mm

15-16100-75 ... Ø 7 mm, 70 mm lang ... Ø 7 mm, 70 mm long

フレキシブルスリーブ 7mm径 有効長70mm

15-16100-76 ... Ø 7 mm, 100 mm lang ... Ø 7 mm, 100 mm long

フレキシブルスリーブ 7mm径 有効長100mm

15-16141-04 ... Ø 10.5 mm, 50 mm lang ... Ø 10.5 mm, 50 mm long

フレキシブルスリーブ 10.5mm径 有効長50mm

15-16141-05 ... Ø 10.5 mm, 70 mm lang ... Ø 10.5 mm, 70 mm long

フレキシブルスリーブ 10.5mm径 有効長70mm

15-16141-06 ... Ø 10.5 mm, 100 mm lang ... Ø 10.5 mm, 100 mm long

フレキシブルスリーブ 10.5mm径 有効長100mm

15-16161-21 ... Ø 13 mm, 70 mm lang ... Ø 13 mm, 70 mm long

フレキシブルスリーブ 13mm径 有効長70mm

15-16161-22 ... Ø 13 mm, 100 mm lang ... Ø 13 mm, 100 mm long

フレキシブルスリーブ 13mm径 有効長100mm

20913-18


トロカール 13/18mm径 有効長70mm

20913-24

トロカール 14/24mm径 有効長70mm

20913-80

ドレナージトロカールセット 8mm径 有効長100mm



20919-00



肺把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-00-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

肺把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-00-005



mit Klappsperre with folding ratchet

肺把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20919-03



把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-03-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-03-005



mit Klappsperre with folding ratchet

把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20919-04



無傷性組織把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-04-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性組織把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-04-005



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性組織把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20919-05



ドバーキクランプ鉗子 4.5mm径(リング系20mm) 有効長300mm

20919-05-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

ドバーキクランプ鉗子 4.5mm径(リング系20mm) 有効長300mm

20919-05-005



mit Klappsperre with folding ratchet

ドバーキクランプ鉗子 4.5mm径(リング系20mm) 有効長300mm

20919-05-020



ドバーキクランプ鉗子 4.5mm径(リング系13mm) 有効長300mm

20919-05-024



mit Klemmensperre with clamp ratchet

ドバーキクランプ鉗子 4.5mm径(リング系13mm) 有効長300mm

20919-05-025



mit Klappsperre with folding ratchet

ドバーキクランプ鉗子 4.5mm径(リング系13mm) 有効長300mm





20919-05-040

ドベークランプ鉗子 4.5mm径(リング径10mm) 有効長300mm

20919-05-044


mit Klemmsperre with clamp ratchet

ドベークランプ鉗子 4.5mm径(リング径10mm) 有効長300mm

20919-05-045

mit Klappsperre with folding ratchet

ドベークランプ鉗子 4.5mm径(リング径10mm) 有効長300mm



20919-05-060

ドベークランプ鉗子 4.5mm径(リング径6.8mm) 有効長300mm

20919-05-064

mit Klemmsperre with clamp ratchet

ドベークランプ鉗子 4.5mm径(リング径6.8mm) 有効長300mm

20919-05-065

mit Klappsperre with folding ratchet

ドベークランプ鉗子 4.5mm径(リング径6.8mm) 有効長300mm



20919-06

無傷性組織把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-06-004

mit Klemmsperre with clamp ratchet

無傷性組織把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-06-005

mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性組織把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20919-07-000

スプレッダー 4.5mm径 有効長300mm

New!! Ø 6 mm

20919-08



無傷性ドバーキ血管クランプ 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-005



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-010



無傷性ドバーキ血管クランプ 6mm径 有効長300mm

20919-08-014



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ 6mm径 有効長300mm

20919-08-015



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ 6mm径 有効長300mm

20919-08-030



無傷性ドバーキ血管クランプ(50mm) 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-034



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ(50mm) 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-035



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ(50mm) 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-040



無傷性ドバーキ血管クランプ(50mm) 6mm径 有効長300mm

20919-08-044



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ(50mm) 6mm径 有効長300mm

20919-08-045



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ(50mm) 6mm径 有効長300mm

20919-08-060



無傷性ドバーキ血管クランプ(100mm) 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-064



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ(100mm) 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-065



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ(100mm) 4.5mm径 有効長300mm

20919-08-070



無傷性ドバーキ血管クランプ(100mm) 6mm径 有効長300mm

20919-08-074



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ(100mm) 6mm径 有効長300mm

20919-08-075



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性ドバーキ血管クランプ(100mm) 6mm径 有効長300mm



20919-12



無傷性バブコッククランプ 4.5mm径 有効長300mm

20919-12-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet


無傷性バブコッククランプ 4.5mm径 有効長300mm

20919-12-005



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性バブコッククランプ 4.5mm径 有効長300mm



把持面ドベーキ型



20919-23



肺実質クランプ(50mm) 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-23-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

肺実質クランプ(50mm) 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-23-005



mit Klappsperre with folding ratchet

肺実質クランプ(50mm) 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-22



肺実質クランプ(50mm) 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-22-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet


肺実質クランプ(50mm) 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-22-005



mit Klappsperre with folding ratchet

肺実質クランプ(50mm) 右曲 4.5mm径 有効長300mm



把持面ドベーキ型



20919-25



肺実質クランプ(70mm) 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-25-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

肺実質クランプ(70mm) 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-25-005



mit Klappsperre with folding ratchet

肺実質クランプ(70mm) 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-24



肺実質クランプ(70mm) 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-24-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

肺実質クランプ(70mm) 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-24-005



mit Klappsperre with folding ratchet

肺実質クランプ(70mm) 右曲 4.5mm径 有効長300mm



20919-35  肺静脈クランプ 下 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-35-004  mit Klemmensperre with clamp ratchet
肺静脈クランプ 下 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-35-005  mit Klappsperre with folding ratchet
肺静脈クランプ 下 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-35-009  ohne Sperre without ratchet
肺静脈クランプ 下 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-34  肺静脈クランプ 下 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-34-004  mit Klemmensperre with clamp ratchet
肺静脈クランプ 下 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-34-005  mit Klappsperre with folding ratchet
肺静脈クランプ 下 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-34-009  ohne Sperre without ratchet
肺静脈クランプ 下 右曲 4.5mm径 有効長300mm



20919-35-020  肺静脈クランプ 下 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-35-024  mit Klemmensperre with clamp ratchet
肺静脈クランプ 下 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-35-025  mit Klappsperre with folding ratchet
肺静脈クランプ 下 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-35-029  ohne Sperre without ratchet
肺静脈クランプ 下 左曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-34-020  肺静脈クランプ 下 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-34-024  mit Klemmensperre with clamp ratchet
肺静脈クランプ 下 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-34-025  mit Klappsperre with folding ratchet
肺静脈クランプ 下 右曲 4.5mm径 有効長300mm

20919-34-029  ohne Sperre without ratchet
肺静脈クランプ 下 右曲 4.5mm径 有効長300mm

鉗子



20919-90



無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-92



無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-92-004



mit Klemmsperre with clamp ratchet

無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-92-005



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20919-93



無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20920-01



胸膜把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-01-004



mit Klemmsperre with clamp ratchet

胸膜把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-01-005



mit Klappsperre with folding ratchet

胸膜把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-01-009



ohne Sperre without ratchet

胸膜把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20920-05



微細把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-05-004



mit Klemmsperre with clamp ratchet

微細把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-05-005



mit Klappsperre with folding ratchet

微細把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-06



生検鉗子(爪付) 4.5mm径 有効長300mm

20920-06-004



mit Klemmsperre with clamp ratchet

生検鉗子(爪付) 4.5mm径 有効長300mm

20920-06-005



mit Klappsperre with folding ratchet

生検鉗子(爪付) 4.5mm径 有効長300mm



20920-07



ネルソン把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-07-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

ネルソン把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-07-005



mit Klappsperre with folding ratchet

ネルソン把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20920-11-009



クランプ鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-11-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

クランプ鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-11-005



mit Klappsperre with folding ratchet

クランプ鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20920-20



クランプ鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-20-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

クランプ鉗子 4.5mm径 有効長300mm

20920-20-005



mit Klappsperre with folding ratchet

クランプ鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20921-01



無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm 有効長300mm

20921-01-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm 有効長300mm

20921-01-005



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm 有効長300mm

20921-01-009



ohne Sperre without ratchet

無傷性ドベーキ把持鉗子 4.5mm 有効長300mm



20921-07



無傷性アリス把持鉗子 4.5mm 有効長300mm

20921-07-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

無傷性アリス把持鉗子 4.5mm 有効長300mm

20921-07-005



mit Klappsperre with folding ratchet

無傷性アリス把持鉗子 4.5mm 有効長300mm



20921-11



有窓把持鉗子 4.5mm 有効長300mm

20921-11-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

有窓把持鉗子 4.5mm 有効長300mm

20921-11-005



mit Klappsperre with folding ratchet

有窓把持鉗子 4.5mm 有効長300mm



20921-18



有窓把持鉗子(45mm) 4.5mm 有効長300mm

20921-18-004



mit Klemmensperre with clamp ratchet

有窓把持鉗子(45mm) 4.5mm 有効長300mm

20921-18-005



mit Klappsperre with folding ratchet

有窓把持鉗子(45mm) 4.5mm 有効長300mm



20921-28



把持鉗子 4.5mm 有効長300mm

20921-29



ケリー鉗子 4.5mm 有効長300mm



20925-03



はさみ鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20925-06



はさみ鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20928-01



メッチェンバウム型はさみ鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20934-01



生検鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20934-02




把持鉗子凸型 4.5mm径 有効長300mm



20934-03



把持鉗子 4.5mm径 有効長300mm



20926-11-010



メッチェンバウム型はさみ鉗子 直型 4.5mm径 有効長300mm



20926-12-010



メッチェンバウム型はさみ鉗子 ダブルアクション 4.5mm径 有効長300mm





20927-01



メッチェンバウム型はさみ鉗子(左カーブ、上開き) 6mm径 有効長300mm



20918-01



持針器 4.5mm径 有効長300mm

20918-01-005



mit Klappsperre with folding ratchet

持針器 4.5mm径 有効長300mm

20918-05



mit Hegar-Sperre with Hegar ratchet

持針器 4.5mm径 有効長300mm

20918-09



ohne Sperre without ratchet

持針器 4.5mm径 有効長300mm



20918-02



持針器 4.5mm径 有効長300mm

20918-02-005



mit Klappsperre with folding ratchet

持針器 4.5mm径 有効長300mm



20918-08



持針器 4.5mm径 有効長300mm

20918-08-005



mit Klappsperre with folding ratchet

持針器 4.5mm径 有効長300mm



20918-15



持針器 30°カーブ 4.5mm径 有効長300mm

20918-15-005



mit Klappsperre with folding ratchet


持針器 30°カーブ 4.5mm径 有効長300mm



20918-20



持針器 30°カーブ 4.5mm径 有効長300mm



20918-55-005



持針器 4.5mm径 有効長300mm

20918-55-025



持針器 4.5mm径 有効長300mm



20918-80

ニードルキャッチャー 5mm径 有効長300mm



20918-90

ノットプッシャー 4.5mm径 有効長300mm




20918-92

ノットプッシャー 4.5mm径 有効長300mm



27913-50

トロカール 2mm径 有効長50mm



27990-09

把持鉗子 2mm径 有効長240mm



27991-09

無傷性把持鉗子 2mm径 有効長240mm



27996-01

生検鉗子 2mm径 有効長240mm



27995-01

はさみ鉗子 2mm径 有効長240mm



27998-05

持針器 2mm径 有効長240mm



27948-62

起子 3mm径 有効長200mm




27948-63


起子 3mm径 有効長200mm



27948-66

起子 3mm径 有効長200mm





20920-11-029



クランプ鉗子 4.5mm径 有効長300mm ラチェット無



20920-20-009



クランプ鉗子 4.5mm径 有効長300mm ラチェット無



20942-03

起子 角度30° 4.5mm径 有効長300mm



04-11001-00

吸引洗浄管 本体



04-11012-05

吸引洗浄管 角度30° チューブ 10mm径



20947-11-002

吸引洗浄管 セット 角度30° 7mm径



20843-06-300

吸引洗浄管 5mm径 有効長320mm 全長455mm



20843-11-300

吸引洗浄管 10mm径 有効長320mm 全長455mm



20843-20

吸引洗浄管 3.2mm径 先端部6mm径 有効長170mm 全長310mm
(吸引調節口無)

20843-22

吸引洗浄管 3.2mm径 先端部6mm径 有効長170mm 全長310mm
(吸引調節口有)

20843-24

吸引洗浄管 3.2mm径 先端部6mm径 有効長220mm 全長360mm
(吸引調節口無)

20843-26

吸引洗浄管 3.2mm径 先端部6mm径 有効長220mm 全長360mm
(吸引調節口有)



20843-30

吸引洗浄管 5mm径 先端部7.5mm径 有効長220mm 全長360mm
(吸引調節口無)

20843-32

吸引洗浄管 5mm径 先端部7.5mm径 有効長220mm 全長360mm
(吸引調節口有)

20843-34

吸引洗浄管 5mm径 先端部7.5mm径 有効長315mm 全長455mm
(吸引調節口無)

20843-36

吸引洗浄管 5mm径 先端部7.5mm径 有効長315mm 全長455mm
(吸引調節口有)




吸引調節口無し




吸引調節口有り



ドバーキクランプ鉗子 有効長360mm



ドバーキクランプ鉗子 有効長360mm



肺把持鉗子 リング径13mm 有効長360mm



肺把持鉗子 リング径7mm 有効長360mm



無傷性ドバーキ肺把持鉗子 リング径7mm 有効長360mm



ドバーキ鉗子 S字カーブ 有効長360mm




20918-07-000

持針器 6mm径 有効長300mm



20919-03-014


組織把持鉗子 6mm径 有効長300mm



20927-00

1:1

メツチェンバウム型はさみ鉗子 6mm径 有効長300mm



20825-03

1:1

メツチェンバウム型はさみ鉗子 有効長360mm



20834-01

チューブパス鉗子 10mm幅 全長250mm ラチェット有

20834-01-009

チューブパス鉗子 10mm幅 全長250mm ラチェット無



20834-02

チューブパス鉗子 10mm幅 全長350mm ラチェット有

20834-02-009

チューブパス鉗子 10mm幅 全長350mm ラチェット無



22942-52

替刃メスホルダー 5mm径 全長370mm(替刃は除く)



22918-80

マグネットキャッチャー 8mm径 有効長250mm



22918-94

縫合キャッチャー 有効長250mm




22918-96

フック型剥離子 フック部7mm 有効長250mm



22918-97


フック型剥離子 フック部10mm 有効長250mm



22918-98

フック型剥離子 玉付フック 有効長250mm







08451-73-302

ロベクトミ用剥離鉗子 把持部10mm 全長295mm

繊細な葉間、血管テープの把持などに使用



20821-30




ドベーク鉗子 把持部65mm 全長330mm ラチェット有

20821-31



ドベーク鉗子 把持部65mm 全長330mm ラチェット有



20821-34




ドベーク鉗子 把持部85mm 全長290mm ラチェット有

20821-35



ドベーク鉗子 把持部85mm 全長290mm ラチェット有



20821-32




ドベーク鉗子 把持部96mm 全長360mm ラチェット有

20821-33



ドベーク鉗子 把持部96mm 全長360mm ラチェット有



20821-36




ドベーク鉗子 全長335mm ラチェット有

20821-37



ドベーク鉗子 全長335mm ラチェット無



20821-38



ドベーク鉗子 全長330mm ラチェット有

20821-39



ドベーク鉗子 全長330mm ラチェット無

鉗子



コラテック型ハンドル



22920-01

把持鉗子 4.5mm径 有効長250mm



22921-01

把持鉗子 4.5mm径 有効長250mm



22921-05

ドベーキ鉗子 4.5mm径 有効長250mm



22925-01

はさみ鉗子 4.5mm径 有効長250mm



22926-12

メッチェンバウム型はさみ鉗子 先端角度30° 4.5mm径 有効長250mm




22926-13

はさみ鉗子 先端角度70° 4.5mm径 有効長250mm



27932-25

クリップ鉗子 4.5mm径 有効長250mm



20167-00

開胸器 ブレード長40mm ブレード幅30mm

20167-02

開胸器 ブレード長60mm ブレード幅30mm



Certified production according to international standards

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unseres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor.

Subject to technical modifications. This catalogue to be used for no other purpose than offering, buying and selling of our products. Reprinting, ever partially, by any means (e.g. electronic, mechanical, photocopying or others) is not allowed and need our prior written permission. By misuse we reserve the right for recourse measures.



DUFNER
Instrumente GmbH
Fabrik ärztlicher Instrumente
Medizintechnik

since 1963

株式会社平和医療器械

東京 : 03-5966-4388 山口 : 0835-22-3658
宇部 : 0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp

HP : "平和医療"で検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001

DUFNER trade marks

TOP DUR®
Tungsten carbide instruments

DIRONDAL®
Round edge needle holders

DIMICRON®
Needle holders with micro spray tip

IPERCUT®
Scissors with 2 different cutting edges

MICTEC®
Instrumental equipment for MIS

MICASEPT®
Compact MIS instruments

CLICASEPT®
Modular MIS instruments

DIROVISION®
Endoscopic camera systems

DIROLIGHT®
Cold light sources

DIROFLATOR®
Insufflation units

DILAVATOR®
Suction/irrigation units

CIRADUR®
Hard surface instruments

DICRATEC®
Instruments for ambitious surgery



DUFNER bietet Qualitätsinstrumente für die verschiedensten chirurgischen Fachgebiete. Fordern Sie bitte unsere Spezialkataloge an.

DUFNER offers quality instruments for different surgical fields. Please contact us and order our special catalogues.